



160920340809

检测报告

(Test Report)

No. BOYNNW5R764407QA

样品名称
(Sample Description) Medical Face Mask 175mm×95mm

委托单位
(Applicant) 杭州山友医疗器械有限公司



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



检测结果

(Test Results)

No. BOYNNW5R764407QA

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	Medical Face Mask 175mm×95mm	样品规格 (Sample Specification)	---
委托单位 (Applicant)	杭州山友医疗器械有限公司	商标 (Trade Mark)	---
到样日期 (Received Date)	2020-03-11	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	---
检测日期 (Test Date)	2020-03-11~2020-03-26	样品等级 (Sample Grade)	---
样品数量 (Sample Quantity)	40pcs	检测类别 (Test Type)	委托检测 (Commissioning Test)
样品状态 (Sample Status)	样品完好 The samples in good condition、Finished 成品	检测环境 (Test Environment)	符合要求 (To meet the requirements)
检测项目 (Test Items)	见下页 See the next page		
检测方法 (Test Methods)	见下页 See the next page		
所用主要仪器 (Main Instruments)	电热恒温培养箱 Electric Heating Constant Temperature Incubator 等 etc		
备注 (Note)	限值标准 Limit Standard: EN 14683: 2019 样品型号 Sample Model: 175mm×95mm 材质 Material: 无纺布 Non-woven and melt-blown fabrics、 熔喷布 Application Field 应用领域 Application: 医疗 Medical		
	编制人 (Edited by)	郭惠	
	审核人 (Checked by)	郭惠	
	批准人 (Approved by)	戴晴	
	签发日期 (Issued Date)	2020-03-26	

L GRO
上海海
NY
专用章
QIT

检测结果 (Test Results)

No. BOYNNW5R764407QA

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)			检测结果 (Test Results)		检测方法 (Test Methods)
		I 型 Type I	II 型 Type II	IIR 型 Type IIR			
R764407QA Medical Face Mask 175mm×95mm	细菌过滤效率, % Bacterial filtration efficiency(BFE)	≥95	≥98	≥98	1#	99.7	EN 14683: 2019
					2#	99.7	
					3#	99.7	
					4#	99.6	
5#	99.7						
	压力差, Pa/cm ² Differential pressure	<40	<40	<60	29		EN 14683: 2019
	抗溅压力, kPa Splash resistance pressure	/	/	≥16.0	>16.0		EN 14683: 2019
	微生物清洁度, cfu/g Microbial cleanliness	≤30	≤30	≤30	<1		EN 14683: 2019

样品编号和照片 (Sample Number and Photo):



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——以下空白——

(End of Report)